

Glucómetro GL-1

Aseguramos que el código de calibración en la prueba es compatible con las tiras reactivas recibidas.

Corroborar al insertar la misma que aparezca el código 306.



Version 3.0
y posteriores.




Version 4.2
y posteriores.

Health Care+

Escanea el código QR, descarga la aplicación y observa tu control desde el celular.

PRECAUCIÓN

- 1 Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto.
- 2 Se combina con el Glucómetro (710, 301, 582, 586).
- 3 Confirme que el código de calibración en la prueba, la botella de tiras coincida con la que se muestra en la pantalla.



50°C
-10°C 10% 85%
CE 0123

JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.
No.1 Baisheng Road Development Zone, Danyang,
Jiangsu 212300 CHINA.



20231208

1312021

20251208

306